

# 多様なHPLCの膨大なデータを迅速かつ容易に閲覧・解析できる 次元を超えた全く新しいデータブラウジングソフトウェア



## ReportViewer5.0



### 多様なHPLCのデータを閲覧・解析

新発売されたReportViewer 5.0は、今までと全く違う、分析実験データの閲覧・解析・レポート作成のための新しく開発された便利なツールです。ChromSwordAutoやAutoRobustのデータはもちろん、ChemStation, OpenLab, Chromeleon, Empower CDSデータの閲覧も可能です。

ReportViewer 5.0は、誰でも簡単に複数の実験データを解析、再解析し、新たにプロジェクトを作成・管理することができる非常に優れたデータブラウジングソフトウェアです。

また、ReportViewer 5.0は実験後の解析や、実験計画とデータの取り扱いに役立つ多くの機能を持っています。

利便性の高いユーザーインターフェースを意識し、全く新しいユーザーインターフェースを開発、ワークスペースをユーザー自身でフレキシブルに変更できます。また、Windowsの基本機能であるカット、コピー、ペースト、アンドウ、リドウ等に完全対応しており、操作性も向上しています。

さらにReportViewer5.0は、近年メソッド開発に欠かせないQuality by Design (QbD) をサポートしています。ReportViewer5.0の誕生によりメソッド開発のドキュメント作成と各ステップの記録をよりわかりやすく閲覧・保存することが可能となりました。

### ReportViewer 5.0の主な特徴

- 測定後の迅速なデータ閲覧
- いくつかの実験からの測定結果を組み合わせる新しいプロジェクトを作成可能
- ChromSwordAuto、AutoRobustだけでなく、ChemStation, OpenLab, Empower等の主要なデータシステムでも分析結果を閲覧することが可能
- 様々なコンディションでのスペクトルデータを詳細に分析可能
- ISOプロット及び3Dでの分析結果を表示
- システムの安定性評価やデザインスペースの開発など、AutoRobustを使用した頑健性評価の結果の表示が可能
- 全ての実験データを簡単かつ迅速に解析、レポート可能

#### 【サポート対象製品】

- ChromSword3.5及び4.0/ChromSwordOffline
- AutoRobust2.0及び3.5
- ReportViewer5.0

#### 【お問い合わせ】

- 受付時間：10:00～17:00（平日）
- 休業日：土日、祝日、年末年始
- E-Mail：info@chromsword.co.jp
- http://www.chromsword.co.jp

弊社ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせを承ります。

